



Dental Professionals

Całkowita proteza biofunkcyjna metodą profesora Gerbera – studium przypadku

Trzydniowe szkolenie dla zespołów: lekarz dentysta i technik

Prowadzący: technik dentystyczny ZTM Pius Obwegeser – szkoleniowiec firmy Candulor AG

Termin: 21-23.01.2016 w godz. 9.00-17.00

**Adres szkolenia: Pracownia protetyczna Jacek Celej,
ul. Wilcza 8 m. 18 w Warszawie**

Lekarze i technicy pracują na materiałach firmy Candulor.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Wprowadzenie do metody prof. Gerbera – Prezentacja slajdów (czas ok. 1,5 godziny)

Pobieranie wycisków biofunkcyjnych bezpośrednio u pacjenta

Rejestracja wewnątrzustna: wykreślenie łuku gotyckiego

Zamontowanie modeli w artykulatorze firmy Candulor

Ustawienie zębów przednich

Lekarze pobierają wyciski i dokonują rejestracji

Technicy przygotowują modele i ustawiają zęby przednie

Dzień drugi

Kontrola ustawienia zębów przednich w jamie ustnej pacjenta

Ustawienie zębów bocznych

Przygotowanie protez woskowych

Kontrola protez woskowych u pacjenta

Polimeryzacja

Dzień trzeci

Kontrola okluzji i doszlifowanie

Oddanie gotowych protez

Pytania i dyskusja

Szwajcarska firma Candulor AG jest ekspertem w dziedzinie produktów protetycznych. Od 1975 roku współpracowała z prof. Gerberem i produkuje do dzisiaj zęby Condyloform stosowane w jego metodzie.

Lekarze będą mogli samodzielnie wykonać badanie, pobrać wyciski lub przeprowadzić rejestrację. Technicy wykonają własnoręcznie komplet protez dla pacjenta. Ze względu

na pracę z pacjentem zapraszamy techników z doświadczeniem w ustawianiu bezzębia.
Na zakończenie szkolenia otrzymacie Państwo dyplomy ukończenia Clinical bądź
Technical System Prosthetic.

Zapraszamy serdecznie zespoły: lekarz dentysta + technik. Liczba miejsc ograniczona
Dodatkowe informacje: zamawiam@dentalprofessionals.pl, Tel: 511 559 289

Zainteresowanych prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 500.- PLN do dnia
31.12.2015 na konto Dental Professionals
45 1020 5011 0000 9102 0271 4178